

COME SI PORTA LA MASCHERINA

La mascherina offre la sua protezione se usata correttamente. Quando non viene indossata, può essere appesa in un luogo arieggiato o appoggiata su una superficie pulita (sul lato esterno).



1.
Per evitare contaminazioni, lavare o disinfettare le mani prima e dopo averla toccata.



2.
Indossare la mascherina collocando gli elastici dietro alle orecchie. La parte colorata all'esterno, il ferretto sul naso




3.
Modellare il ferretto sul naso



4.
Estendere la mascherina per coprire naso e mento completamente



5.
Una volta aggiustata non toccare più la mascherina, tenere sempre naso e bocca ben coperti



6.
Rimuovere la mascherina prendendola solo per gli elastici